岛津傅里叶变换红外分光光度计

IRSpirit 安装准备条件书 (安装准备/确认)

岛津企业管理(中国)有限公司

1. 介绍

感谢您购买岛津 IRSpirit 傅里叶变换红外分光光度计。

本文件概要了由用户来确保的安装前必须预先完成的准备条件,以保证 IRSpirit 顺利安装。

为了精确的分析测定和稳定的操作请遵循以下说明。

2. 安装环境要求

安装 IRSpirit 的场所要满足以下条件:

2.1 安装环境

运行保障温度范围: 15° C 至 35° C, 温度波动范围不大于 $\pm 2^{\circ}$ C/h。性能保证温度范围: 15° C 至 30° C, 温度波动范围不大于 $\pm 2^{\circ}$ C/h。

运行湿度范围:使用 KBr 窗片: 20 至 70% RH,不结露。

使用 KRS-5 窗片: 20 至 90% RH, 不结露。

「注意

如果安装环境超过了以上范围, 我们建议您使用空调设备。

当 IRSpirit 放置在狭窄的地方, 如架子或手提箱时, 确保 IRSpirit 周围的温度和湿度满足安装环境的要求。

避免在结露环境和水源附近使用 IRSpirit。

振动: 0.01G(10Hz 至 300 Hz)作为三向振动的最大值。

(实际测定使用振动计:设定:测量模式 ACC, 频率范围 3Hz 至 1kHz, 记录仪为典型 EQ 峰。)

声音: 声压最大值55 dB。

(实际测定使用声音强度计。设定: 典型频率修正=A, 典型额外时间=F)

倾斜:安装表面允许的倾斜限定程度是不大于生1度。

2. 2 安装环境

- 1. 避免将仪器暴露在腐蚀性气体,有机溶剂,有机卤化物蒸汽,硅氧烷,油雾,或极端杂质粒子和灰尘中。这些有害的环境可能对仪器保持正常性能不利,或者减少使用寿命。
- 2. 避免阳光和空调设备的气流直射。
- 3. 远离会产生强磁场, 电场或高频率波的机器和设备。
- 4. 避免和会产生脉冲噪声的设备共用同一个电源。
- 5. 仪器和个人电脑总重量大约是 20kg。请使用一个能够承受这个重量的结实的桌子。
- 6. 由于 IRSpirit 自带的附件除湿机,即使当前面板的电源开关关闭时,内部的干燥单元依然在运行。因此,当电源由于异常情况而需要完全关闭时,应该断开电源插头。请采用电源插头方便连接和断开的布局。

- 7. 插座应该靠近仪器, 便于操作, 保证电源位置。
- 8. 使用环境在"IEC60664-1"中"污染程度 2"中有规定,注意,实际上,从条件方面来说,工作温度范围,工作湿度范围和冷凝应该满足上述的安装环境要求。

[注意]

如果用户没有执行好本手册中安装的叙述内容,仪器可能会发生严重的故障以及/或者减少机械和电气部件的使用寿命。

2.3 安装区域


- 1. 对于标准安装的布局图,见图 1。
- 2. 准备一个坚固的桌子。 长度 600 至 900mm。 宽度 750mm。
- 3. 为确保精确的分析,请在水平位置上安装仪器。检查安装表面应该是平坦的。安装表面 允许的倾斜限定程度是不大于±1度。
- 4. 仪器后部需要留出至少 150mm 的空间以开启/关闭顶盖。如果有多一点的间隙,最好多留 50mm。见图 2。

[注意]


如果含卤素的有机化合物,例如二氟甲烷,二氯甲烷,氯仿,四氯化碳进入了干涉仪, 它们被光源的热量分解为高腐蚀性的卤化氢,如氢氟酸,盐酸等。镜子,其他光学元件,螺 钉和干涉仪中的其他部件可能损坏。

一旦腐蚀性气体或其他含有有机溶剂,卤化物或硅氧烷进入干涉仪可能会损坏自动除湿 机的性能。

在 FTIR 样品室安装局部通风系统以防止有机卤化物蒸汽进入干涉仪,当测定含有挥发性有机卤化物样品时,请使用干燥的空气或者氮气吹扫干涉仪。



IRSpirit 和台式电脑



IRSpirit 和便携式电脑

[注意]

上图中的个人电脑和打印机仅仅是示例。可能由于您使用型号的不同而尺寸不同。 图 1 IRSpirit 安装布局图(单位: mm)




图 2 IRSpirit 要求的背面空间(单位: mm)

2. 4 电源要求

- 1. 为了安全,需确保使用的电源供给***) 装备有接地断路保护器。
- 2. 仪器被设计成在正常操作时能承受±10%的电压波动范围,包括在 AC 线上迭生的噪音增幅。

供给电压: 单相 100V 至 230V AC ±10% (正常操作允许的限定值)

供给电源频率: 50/60Hz

功率消耗*2): 75 VA(不包括个人电脑,打印机,或附件)

可选除湿机待机电源: 7VA(不包括个人电脑, 打印机, 或附件)如果供给电压不稳定或者电源能力不够, 仪器可能无法正常操作。如果供给电压的波动超过 ±10%,请使用单独稳定的电源单元。

- 3. 仪器发热值:最大 75J/s [63kcal/h]。(不包括个人电脑,打印机,或附件) [注意]
- *¹⁾ IRSpirit 需要连续供电。准备电源并保证供电,包括夜间和节假日。如需要停止供电,如长时间的假期,则采取措施使仪器进入储存状态,再关闭电源。
- *²⁾ 如果一个可选的设备,如 AIM-8800 连接到了仪器,一定要考虑单个设备的总功率消耗来计算电源容量。

2.5 接地

本仪器的供电电缆为三线制,包括一条接地电缆。下图显示了电源电缆插头/插座的形状。插入三线系统插座并确保正确接地。

Terminal	Pole	Color of cord	Note
Н	нот	Black	Electric potential (100 V) for grounding
N	NEUTRAL	White	No electric potential for grounding (0 V)
С	GROUND	Green	Grounding

AC 240 V 电源电缆插头/插座 应对中国



3. 在对生物危害样品控制地区的安装和测量

如果仪器上使用危险生物样品,或者仪器位于或计划安装在生物安全控制区,请在 "Biosafety Survey Form (ZEAB-2026)"和 "Agreement for Biohazardous Servicing (ZEAB-2027)"中填写必要的信息,并将它连同本文件一起提交。

4. 安装前检查单								
尊敬的顾客,								
之后的检查表是在本文中记载的安装前准备条件的概述。								
请完成这份检查表并交回给本公司的代表。								
用户名:								
地 址:								
电 话:								

检查表

项目		要求	检查	
1. 安装环境	1-1 温度	15°C至35°C,温度波动范围小于±2°C/h		
	1-2 湿度	使用 KBr 窗片: 20 至 70%RH, 不结露		
1-3 振动		使用 KRS-5 窗片:20 至 90%RH,不结露		
		0.01G(10Hz 至 300 Hz)		
		声压最大值 55 dB		
	1-5 倾斜	安装表面允许的倾斜限定程度是不大于±1度		
	1-6 安装桌面			
	尺寸	600 至 900mm(长) X 750mm(宽)		
	强度	足够坚固能够承受整个系统的总重量		
	背面空间	50mm		
	仪器后部空间	150mm		
	附件	附件设备的尺寸需求,请与我们的销售代表协商		
	1-7 其它	无任何干扰源		
2. 电源供给	2-1 电压供给	单相 100V~230V AC±10%(正常操作允许的限定 值)		
	2-2 电源能力	操作时 75VA(不包括个人电脑,打印机,或附件)		
	2-3 持续供电	当安装附件除湿机时,能提供包括夜间和节假日在		
		内的所有时间的供电。		
		备用电源: 8 VA(不包括个人电脑,打印机,或附件)		
3. 接地		፲፫		
3. 按地		通过连接常用的接地导线,不仅仅是 IRSpirit,		
		其它需要额外电源的可选装置也必须要求正确接		
		共己需要额外电源的可选表量已必须要求正确接 地,个人电脑和周边设备都要求接地线端。		
4. 环境大气	点化物的	如果卤化物存在于安装场所周围的大气和测定的样		
4. 环境人气 和样品	应对措施	如来因化物存在」 安装场所周围的人 气和测定的件		
ለዛវት በበ 	[[] [] [] [] [] [] [] [] [] [出て、任近1月前記入場外刊的及場本級の安明月 法以防止卤化物进入 IRSpirit。		
5 大动生物色宝铁豆物组织			N/A	
5. 在对生物危害样品控制地 区的安装和测量		Biosafety Survey Form (ZEAB-2026)	IN/ A	
近则女衣仰/则里		L Blosalety Survey Form (ZEAD-2020)		
		☐ Agreement for Biohazardous Servicing		
		(ZEAB-2027)		
			l	

[注意]

如果用户没有执行好本手册中安装的叙述内容,仪器可能会发生严重的故障以及/或者减少机械和电气部件的使用寿命。