

GC-2010维护保养时间表

维护部件

- 进样垫
- 玻璃衬管的O形环
- 玻璃衬管
- 石墨垫圈
- 毛细管柱
- 流量控制器
- 氢火焰检测器(FID)
- 其它

维护部件

进样垫

部件名	P/N	用途	维护周期
硅橡胶进样垫(20 个)	201-35584	进样垫进样垫(最多 350)	100次
高温进样垫(20 个)	221-48398-91	进样垫进样垫(可高于 350)	100次
长寿命进样垫(20 个)	221-48972-91	进样垫进样垫(最多 350)	300次
低流失隔垫(20 个)	221-35507-01	进样垫进样垫(可高于 350)	100次

维护部件

玻璃衬管的O形环

部件名	P/N	用途	
氟橡胶O形环 (5 个)	036-11203-84	标准(最多 450)	
石墨O形环(无分流/WBI) (4 个)	221-47222-91	用于高温 (350 到450)	
石墨O形环 (分流) (4 个)	221-48393-91	用于高温 (350 到450)	
氟橡胶O形环P4 (with 5 pcs)	036-11202-84	For residual solvents analysis kit	

维护部件

玻璃衬管

部件名	P/N	用途	维护周期
玻璃衬管 (用于分流)	221-41444-01	用于分流进样	100次
玻璃衬管 (用于无分流)	221-48335-01	用于无分流进样	100次
惰性化衬管(用于无分流)	221-48876-03	5根, 带惰性石英棉	100次
玻璃衬管	221-38107-01	For residual solvent analysis kit	
石英棉(2g)	201-48600	填充在玻璃衬管中	

维护部件

石墨垫圈

部件名	P/N	用途	维护周期
石墨垫圈 G0.5 (10 个)	221-32126-05	毛细管柱安装	
石墨垫圈 G0.8 (10 个)	221-32126-08	宽口径柱安装	

维护部件

毛细管柱

选择毛细管柱参照柱生产厂家的样本

维护部件

流量控制器

部件名	P/N	用途	维护周期
分子筛过滤器	221-34121-93	用于移去载气中的污染	
捕获器（分流）	221-42559-92	分流流路捕获器	
捕获器（吹扫）	221-42559-92	进样垫吹扫流路捕获器	
铝垫圈	201-35183	用于管接头	

维护部件

氢火焰检测器 (FID)

部件名	P/N	用途	维护周期
喷嘴	221-48258-91	FID 喷嘴	
喷嘴 ϕ 0.8	221-49373-91	用于水分析, ϕ 0.8 mm	
FID 收集极	221-72322-91		
点火器	221-41847-93	FID 点火器	

维护部件

其它

部件名	名称	P/N	维护周期
FPD 检测器	过滤器 (S)	221-73354-01	
	过滤器 (P)	221-73354-02	
	过滤器 (Sn)	221-73354-03	
	石英圆筒	221-46552	
FTD 检测器	FTD 收集极 (钽珠)	221-45586-91	500小时
	FTD-2010 collector repair kit	221-49079-91	