

## IRTRACER-100 保养部品列表

### 消耗部品

部品名称	P/N	更换作业	更换周期
硅胶	S200-53655	客户	6 个月
样品室窗板 (KBr)	S206-74211-45	客户	1 年

### 保养部品

部品名称	P/N	更换作业	更换周期
激光器	S206-74205-46	售后服务工程师	3 年
红外光源	S206-74220-41	售后服务工程师	3 年
分束器	S206-30099-42	客户	5 年
红外检测器	S206-73260-42	售后服务工程师	5 年
除湿器	S206-73531-96	售后服务工程师	18 个月

### 备件

部品名称	P/N	更换作业	备考
保险丝 (218 005.P)	S072-02004-23	售后服务工程师	遮断容量 50 A、 电流额定值 5 AT
动镜	S206-74140-46	售后服务工程师	
盒式支架	S206-70001	客户	样品室内部盒式支架 (金属板)
滚花螺丝 (M5×10)	S037-02820-18	客户	盒式支架固定螺丝
运输用固定杆	S206-74241	客户	运输时用于固定的 部件 / BS
滚花螺丝 (M4×8)	S206-30181	客户	BS 操作杆部件
BS 操作杆基座	S206-74255	客户	BS 操作杆部件
套筒	S037-38787-45	客户	BS 操作杆部件
聚苯乙烯薄膜	S202-30689-01	客户	
样品室隔窗封盖	S206-74476	客户	
维护窗	S206-30126-41	客户	

### @ 注释

• 激光器的质保期为交付后 30 个月。因为 He-Ne 激光器的结构是将气体封入玻璃管内，而封入的气体经年累月将逐渐向外泄漏。如果激光器不亮灯，便不能进行扫描。可以在 LabSolutions IR 的状态窗口确认激光器是否亮灯。如果激光器不亮灯，则需要更换，请联系您所在区域内的岛津分公司。样品室窗板 (KBr)、分束器及除湿器的更换周期可能因使用条件（高温、高湿等）而缩短。