

## UV-1780/1750 保养部品列表

No.	P/N	名称	型号	备考
1	465-10285	卤素灯	RY092034	
2	062-65055-05	氙灯	L6380	
3	208-01212	样品室盖板		
4	202-30215	吸收池架组件		
5	465-10117	保险丝T2.0A	T2AL250V	
6	074-73307-01	备用电池	CR2032	
7	465-06051	交流电源线		
8	208-02537-03	开关电源	150W-24V	
9	208-02115-91	灯电源电路板组件		
10	465-10401	前置电路板组件		
11	465-10704-93	主控电路板组件		
12	208-01228	键盘		
13	465-10286	液晶显示器		