

## UV-2600/2700 保养部品列表

### 消耗部品

| 部品名称      | P/N          | 更换操作 | 备注            |
|-----------|--------------|------|---------------|
| WI (卤素) 灯 | 062-65004-06 | 用户   | 光源 (可见, 近红外区) |
| D2 (氙) 灯  | 062-65055-05 | 用户   | 光源 (紫外区)      |

\*使用寿命为 2000 小时, 但视使用频率而定。

### 维护部品

| 部品名称                       | P/N          | 更换操作   | 备注                    | 更换周 |
|----------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----|
| 反射镜、<br>R (20 x 30.40) -FR | 206-27672-91 | 售后服务人员 | 用于切换光源的<br>反射镜        | 3年  |
| 窗板                         | 206-25346-91 | 售后服务人员 | 5pc/1台                | 3年  |
| O型圈                        | 036-15501-21 | 售后服务人员 | 用于固定窗板<br>5pc/1台      | 3年  |
| M11 ASSY                   | 206-27616-95 | 售后服务人员 | 预单色器内反射镜<br>只限UV-2700 | 6年  |
| ASSY、扇形马达                  | 206-27647-95 | 售后服务人员 | 扇形马达                  | 6年  |
| 3 Abs. 中性密度滤光              | 206-28562-91 | 用户     | 只限UV-2700             | 2年  |
| 4 Abs. 中性密度滤光              | 206-28562-92 | 用户     | 只限UV-2700             | 2年  |

上述更换周期为推荐年数。

\*进行大于6Abs. 的高吸光度的测定时, 请定期更换样品室的窗板。尤其是样品光束单色器 (入射口) 的窗板对数据的影响较大, 建议1年更换一次。

### 维修零部件

| 部品名称          | P/N          | 更换操作 | 备注        |
|---------------|--------------|------|-----------|
| AC电源线         | 465-06051    | 用户   |           |
| 样品室单元 (标准)    | 206-60184-07 | 用户   |           |
| 池架 (标准)       | 206-82009-91 | 用户   |           |
| 样品室前盖Assy     | 206-27653-91 | 用户   |           |
| 样品室盖          | 206-27710    | 用户   |           |
| 隔板 (用于高吸光度测定) | 206-27693-02 | 用户   | 只限UV-2700 |