

UV-3700 保养部品列表

P/N	部品	备注
200-53627	硫酸钡粉末	500 克
062-65004-06	WI灯, 64604	
062-65055-05	氙灯, L6380	标准
206-20729	氙灯, L9263	深紫外型
071-60814-05	电源电缆	
208-94860-01	通信电缆	2.0 米
200-75017	光电倍增管 R928-05	标准
206-20730	光电倍增管 R955	深紫外型
206-21088-91	积分球组件	标准
206-20731-91	积分球组件	深紫外型 Spectralon
036-15501-21	O型圈	
072-01664-32	保险管, 4A Type-T	
074-73307-01	电池, CR2032	